



Dri-Tec^R
RADIANT HEAT DRYING

Yeni Nesil **STATIM OTOKLAV**

2000 G4 / 5000 G4

STATIM 2000

STATIM 2000
POŞETSİZ



STATIM 5000
POŞETSİZ



STATIM 5000

**3,5 Dakikada
Sterilizasyon Süresi**

SciCan Statim G4 serisi sterilizasyon döngüsünde oluşan ısıyı sterilizasyon haznesinde bulunan özel kurutma plakalarında depolayarak kurutma işlemi için kullanır. Bu plakalarda depolanan ısı, doğrudan enstrümanlara uygulanarak hızlandırılmış etkin bir kurutmayı yalnızca 15 dakikada sağlar.



STATIM 2000
POŞETLİ



STATIM 5000
POŞETLİ

SciCan



GÜVENİLİRLİK

SCICAN Statim G4 kaset otoklavları enstrumanlar üzerinde Kanada, Amerika, ve Avrupa'da bulunan bir çok enstitü tarafından onaylanmış biyolojik etkinlikte sterilizasyon sağlar.



GÜVENLİ NAKİL

Çıkarılabilir kaset haznesi ile steril edilmiş enstrumanlarınızı tedavi alanına güvenle taşımanızı sağlayarak gelişmiş çapraz kontaminasyon koruması sağlar.



HIZ / ERGONOMİ

Statim, sterilizasyonun başlangıcından itibaren dünyanın en hızlı otoklavıdır. Ergonomik yapısı sayesinde diğer tip otoklavlara göre çok daha az alan kaplar.



DOKUN

Otoklav kullanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanım kolaylığı sağlayan büyük dokunmatik ekran sayesinde kullanıcı ve cihaz arasında öğretici etkileşim başlar.



BAĞLAN

Herkese heryerden bağlanın. Statim'e artık çevrimiçi erişilebilir. Cihazınıza uzaktan bağlanabilme imkanı sayesinde serviste hızlı çözüm üretilir.



TOPLA

Klinik ve hasta koruması için tüm döngü verileri ve servis geçmişlerini toplarlar.

Ultra hızlı 3,5 dakikada sterilizasyon	Enstruman alımına yapılan harcamalarda gözle görülür azalma
Eşsiz enstruman koruması	Vakumsuz olması sebebiyle aletlere zarar vermez
15 dakika Dri-Tec kurutma teknolojisi	EN13060 uyumlu
Tek kullanımlık su	Döngü sürelerine kurutma dahil edilmemiştir
Mikropsuz, temiz enstruman transferi	Statim Flash Otoklav değildir, S tipi Otoklavdır

Sterilizasyon Döngü Tablosu

Toplam Döngü Süresi Kurutmasız	Tek Parça Enstruman Poşetsiz	Oyuklu Enstruman Poşetsiz	Oyuklu Enstruman Poşetsiz	Oyuklu Enstruman Poşetli	Oyuklu Enstruman Poşetli	Elastik Kaçuk Plastik	Elastik Kaçuk Plastik
Sterilizasyon Süre / Isı	3,5 dk / 134c	3,5 dk / 134c	18 dk / 134c	3,5 dk / 134c	18 dk / 134c	15 dk / 121c	30 dk / 121c
Statim 5000 G4	8:45	10:50	25:20	15:30	30:00	20:20	35:20
Statim 2000 G4	6:45	8:05	22:35	10:40	25:10	18:40	33:40

5000 G4 Teknik Özellikler

Fiziksel Boyut	L 600 mm x W 310 mm x H 190 mm
Kaset Boyutu	L 380 mm x W 180 mm x H 75 mm
Rezervuar Kapasitesi	4.0 Litres (distile su)
Susuz Ağırlık	33 kg
Güç Tüketimi	220-240 V, 50/60 Hz, 6A

2000 G4 Teknik Özellikler

Fiziksel Boyut	L 495 mm x W 415 mm x H 150 mm
Kaset Boyutu	L 280 mm x W 180 mm x H 35 mm
Rezervuar Kapasitesi	4.0 Litres (distile su)
Susuz Ağırlık	21 kg
Güç Tüketimi	220-240 V, 50/60 Hz, 6A



PLANMECA®

CONDOR®

DÜRR DENTAL

LAWTON MEDIZINTECHNIK

SARATOĞA HEALTH IS A STYLE

Bien Air Dental

BPR SWISS

LM

WAGNER

S&T®

SciCan

stoma

+90 212 621 32 71

info@unaldimedikal.com.tr

unaldimedikal

+90 212 621 32 21

www.unaldimedikal.com.tr

HIZLI İLETİŞİM MERKEZİ
444 3 912

Maltepe Mahallesi Edirne Çırpıcı Yolu Sokak No:5/3 D:6 34010 Zeytinburnu, İstanbul/Türkiye